



### Type d'anticoagulants sur tube supplémentaire

<b>Anticoagulant</b>	<b>Bouchon</b>	<b>Produit souhaité</b>	<b>Applications possibles</b>
Héparine de Lithium (LH) ou Héparine de Sodium (NH)	Vert	Plasma hépariné	Hématologie cellulaire : tests fonctionnels
Fluorure de Sodium (+ Oxalate de Potassium ou EDTA de Sodium)	Gris	Plasma	Dosage de glucose et lactates
K2 EDTA ou K3 EDTA	Violet	Sang total ou plasma	Hématologie cellulaire : analyses moléculaires
Citrate de Sodium	Bleu	Sang total ou plasma citaté	Tests de coagulation
ACD	Jaune	Sang total citaté	Hématologie cellulaire : tests fonctionnels
Aprotinine + K3 EDTA	Rose	Sang total	Dosage d'hormones, de marqueurs tumoraux, effet de lyse chez les patients sous thrombolytiques
Activateur de coagulation + séparateur de sérum	Orange	Sérum	Sérologie
Tube sec	Rouge	Sérum	Sérologie